




# Smart Ring R1

User manual – EN


## 1. Package contents and description

- iGET Smart Ring R1
- Charging box
- USB-C cable



## 2. Switching on the device

Insert the ring into the charging box to switch it on. The box may be discharged, connect it to the charger before using it for the first time.



### 3. Connecting to the app

Search and download the "iGET Smart Ring" app



Google Play: iGET Smart Ring



App Store: iGET Smart Ring

Or scan the code to download the app:



**Important: Please pair the ring in the app, not in Settings on your mobile phone.**

### 4. Charging

The red light will be on when charging and the green light will be on when fully charged.



 charging



 Fully Charge

## 5. Method of wearing

Keep the sensors on the inside of your finger for the most accurate measurement of heart rate and blood oxygen.



We recommend wearing the ring on your index finger, middle finger, or ring finger for best data tracking.

## 6. Description of functions

### Pedometer

The ring records your daily activity automatically. After syncing with the app, you can check your sports data on your smartphone.

**The measured data is indicative.**

### Heart rate, blood oxygen, stress level

After syncing with the app, you can check your heart rate data on your phone. **The measured data is only indicative.**

### Sports activities

You start the sports activity in the app - the ring records important data such as steps and heart rate. When the activity is over, you'll find the measurement result in the app.

**Note: If the sport time is less than 5 min, the data will not be saved. The ring does not have GPS, the measured data is only indicative.**

## Sleep

The ring records your daily sleep automatically. After syncing with the app, you can check your sleep data on your smartphone. **The measured data is indicative. They are measured between 18:00h in the evening and 12:00 in the morning.**

### 7. Safety notice:

- Small parts can cause choking.
- Do not expose the device to open flames.
- The device is not resistant to metal filings.
- Do not expose the device to magnetic radiation.
- Avoid extreme temperatures (-10°C, +40°C).
- Switch off the device in hospitals and other medical facilities if requested.
- Do not disassemble the device.
- Only use the device with certified equipment.
- Do not rely solely on your smart device during emergencies.
- In the event of any change in the dimensions of the device due to battery overheating, stop using the device until the battery is replaced with a new one.

Damage requiring professional repair:

If the following occurs, contact an authorized service center or supplier:

- Moisture has entered the equipment.
- The device is mechanically damaged.
- The equipment is overheating.

For households: The indicated symbol (crossed out bin) on the product or in the accompanying documentation means that used electrical or electronic products must not be disposed of together with municipal waste. In order to properly dispose of the product, hand it in at designated collection points, where they will be accepted free of charge. By disposing of this product correctly,



you help preserve valuable natural resources and help prevent potential negative impacts on the environment and human health that could result from improper waste disposal. Ask your local authority or nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with regulations. Information for users on the disposal of electrical and electronic equipment (company and business use): For the correct disposal of electrical and electronic equipment, ask your dealer or supplier for detailed information. Information for users for the disposal of electrical and electronic equipment in other countries outside the European Union: The above symbol (crossed out bin) is only valid in the countries of the European Union. For the correct disposal of electrical and electronic equipment, request detailed information from your authorities or equipment dealer. Everything is expressed by the crossed-out container symbol on the product, packaging or printed materials. Apply for device warranty repairs at your dealer. In case of technical problems and questions, contact your dealer. Follow the rules for working with electrical devices. The user is not authorized to disassemble the device or replace any of its parts. There is a risk of electric shock when the covers are opened or removed. You also run the risk of electric shock if the device is assembled and reconnected incorrectly.

**Declaration of conformity:**

INTELEK LTD hereby declares that the Smart Ring R1 type of radio equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available on this website [www.iget.eu](http://www.iget.eu). The product is guaranteed for 24 months unless otherwise stated. The Declaration of Conformity can be downloaded from [www.iget.eu](http://www.iget.eu)



This device can be used in the following countries

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		



Restrictions on use:

Italy - the conditions of use are described in the so-called Electronic Communications Code

Norway - the restriction in the 2.4 GHz band only applies to the area within 20 km of Ny-Ålesund. When using radio equipment in the frequency range 5150-5350 MHz, use is limited to indoor areas only.

Operation of radio equipment:

EN: This radio equipment may be operated in the Czech Republic under general authorisation VO-R/1/05.2017-2. SK: This radio equipment may be operated under a general authorisation, VPR - 02/2017.

RoHS: This device complies with the requirements on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (Government Regulation No. 481/2012 Coll., as amended by Government Regulation No. 391/2016 Coll.) and thus with the requirements of Directive (EC) 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. The RoHS declaration can be downloaded from [www.iget.eu](http://www.iget.eu).

**Max. EIRP:** Max. 2 W

**Frequency range:** 2.4G Bluetooth: 2402–2480 MHz

Producer: INTELEK LTD, organizační složka

Ericha Roučky 1291/4, Brno, 627 00, Czech Republic

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2024 INTELEK LTD, organizační složka All rights reserved.




# Smart Ring R1

Uživatelský manuál – CZ


## 1. Obsah balení a popis

- iGET Smart Ring R1
- Nabíjecí box
- USB-C kabel



## 2. Zapnutí zařízení

Vložte prsten do nabíjecího boxu a tím jej zapnete. Box může být vybitý, před prvním použitím jej připojte na nabíječku.



### 3. Připojení do aplikace

Vyhleďte a stáhněte aplikaci „iGET Smart Ring“



Google Play: iGET Smart Ring



App Store: iGET Smart Ring

Nebo naskenujte kód pro stažení aplikace:



**Důležité: Prsten prosím párujte v aplikaci, nikoliv v Nastavení vašeho mobilního telefonu.**

### 4. Nabíjení

Při nabíjení bude svítit červené světlo, po plném nabití bude svítit zelené světlo.



 Nabíjení



 Plně nabitó



## 5. Způsob nošení

Senzory mějte na vnitřní straně prstu pro co nejpřesnější měření srdeční frekvence a kyslíku v krvi.



Doporučujeme prsten nosit na ukazováčku, prostředníčku, případně prsteníčku pro co nejlepší sledování dat.

## 6. Popis funkcí

### Krokoměr

Prsten zaznamená vaši každodenní činnost automaticky. Po synchronizaci s aplikací můžete zkontrolovat své sportovní údaje na smartphonu. **Naměřené údaje jsou orientační.**

### Srdeční tep, krevní kyslík, úroveň stresu

Po synchronizaci s aplikací můžete zkontrolovat údaje o tepové frekvenci v telefonu. **Naměřené údaje jsou pouze orientační.**

### Sportovní aktivity

Sportovní aktivitu spustíte v aplikaci – prsten zaznamenává důležité údaje, jako jsou kroky a tepová frekvence. Po ukončení aktivity v aplikaci najdete výsledek měření.

**Poznámka: Pokud je sportovní čas kratší než 5 min, data nebudou uložena. Prsten nemá GPS, naměřené údaje jsou pouze orientační.**

## Spánek

Prsten zaznamená váš každodenní spánek automaticky. Po synchronizaci s aplikací můžete zkontrolovat své údaje o spánku na smartphonu. **Naměřené údaje jsou orientační. Jsou měřeny v době od 18:00h večer do 12:00 dopoledne.**

### **7. Bezpečnostní upozornění:**

- Drobné části mohou způsobit dušení.
- Nevystavujte zařízení otevřenému ohni.
- Zařízení není odolné vůči kovovým pilinám.
- Nevystavujte zařízení magnetickému záření.
- Vyhýbejte se extrémním teplotám (-10°C, +40°C).
- Na požádání vypněte zařízení v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních.
- Zařízení nerozebírejte.
- Zařízení používejte pouze s ověřeným vybavením.
- Během nouzových situací se nespolehejte pouze na vaše chytré zařízení.
- V případě jakékoliv změny rozměrů zařízení z důvodu přehřátí baterie, přestaňte zařízení používat do té doby, než dojde k výměně baterie za novou.

Poškození vyžadující odbornou opravu:

Pakliže dojde k následujícím případům, obraťte se na autorizovaný servis, nebo dodavatele:

- Do zařízení se dostala vlhkost.
- Zařízení je mechanicky poškozeno.
- Zařízení se nadstandardně přehřívá.

Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte



podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech. Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

#### **Prohlášení o shodě:**

Tímto společnost INTELEK LTD prohlašuje, že typ rádiového zařízení Smart Ring R1 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto



internetových stránkách [www.iget.eu](http://www.iget.eu). Záruční lhůta je na produkt 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu [www.iget.eu](http://www.iget.eu)

Toto zařízení lze používat v následujících zemích

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR	/	/



Omezení používání:

Itálie – podmínky používání popisuje tzv. Kodex elektronické komunikace

Norsko - omezení v pásmu 2,4 GHz se týká pouze plochy v okolí 20 km od osady Ny-Ålesund. Při použití rádiového zařízení v rozsahu frekvencí 5150 - 5350 MHz je použití omezeno pouze na vnitřní prostory.

Provoz radiových zařízení:

CZ: Toto rádiové zařízení lze v ČR provozovat v rámci všeobecného oprávnění VO-R/1/05.2017-2. SK: Toto rádiové zařízení lze provozovat v rámci všeobecného povolení, VPR – 02/2017.

RoHS: Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu [www.iget.eu](http://www.iget.eu).

**Maximální EIRP:** Max: 2 W

**Rozsah frekvencí:** 2.4G Bluetooth: 2402–2480 MHz

Výrobce: INTELEK LTD, organizační složka

Ericha Roučky 1291/4, Brno, 627 00, Czech Republic

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2024 INTELEK LTD, organizační složka Všechna práva vyhrazena.




# Smart Ring R1

Užívateľský manuál – SK


## 1. Obsah balenia a popis

- iGET Smart Ring R1
- Nabíjací box
- USB-C kábel



## 2. Zapnutie zariadenia

Vložte prsteň do nabíjacieho boxu a tým ho zapnete. Box môže byť vybitý, pred prvým použitím ho pripojte na nabíjačku.



### 3. Pripojenie do aplikácie

Vyhľadajte a stiahnite aplikáciu „iGET Smart Ring“



Google Play: iGET Smart Ring



App Store: iGET Smart Ring

Alebo naskenujte kód pre stiahnutie aplikácie:



**Dôležité: Prsteň prosím párujte v aplikácii, nie v Nastavenie vášho mobilného telefónu.**

### 4. Nabíjanie

Pri nabíjaní bude svietiť červené svetlo, po plnom nabití bude svietiť zelené svetlo.



 Nabíjanie



 Plne nabitá

## 5. Spôsob nosenia

Senzory majte na vnútornej strane prsta pre čo najpresnejšie meranie srdcovej frekvencie a kyslíka v krvi.



Doporučujeme prsteň nosiť na ukazováku, prostredníku, prípadne prstenníku pre čo najlepšie sledovanie dát.

## 6. Popis funkcií

### Krokomer

Prsteň zaznamená vašu každodennú činnosť automaticky. Po synchronizácii s aplikáciou môžete skontrolovať svoje športové údaje na smartfóne. **Namerané údaje sú orientačné.**

### Srdcový tep, krvný kyslík, úroveň stresu

Po synchronizácii s aplikáciou môžete skontrolovať údaje o tepovej frekvencii v telefóne. **Namerané údaje sú iba orientačné.**

### Športové aktivity

Športovú aktivitu spustíte v aplikácii – prsteň zaznamenáva dôležité údaje, ako sú kroky a tepová frekvencia. Po ukončení aktivity v aplikácii nájdete výsledok merania.

**Poznámka: Pokiaľ je športový čas kratší ako 5 min, dáta nebudú uložené. Prsteň nemá GPS, namerané údaje sú iba orientačné.**

## Spánok

Prsteň zaznamená váš každodenný spánok automaticky. Po synchronizácii s aplikáciou môžete skontrolovať svoje údaje o spánku na smartfóne. **Namerané údaje sú orientačné. Sú merané v čase od 18:00 h večer do 12:00 dopoludnia.**

### **7. Bezpečnostné upozornenie:**

- Drobné časti môžu spôsobiť dusenie.
- Nevystavujte zariadenie otvorenému ohňu.
- Zariadenie nie je odolné voči kovovým pilinám.
- Nevystavujte zariadenie magnetickému žiareniu.
- Vyhýbajte sa extrémnym teplotám (-10°C, +40°C).
- Na požiadanie vypnite zariadenie v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach.
- Zariadenie nerozoberajte.
- Zariadenie používajte iba s overeným vybavením.
- Počas núdzových situácií sa nespoliehajte iba na vaše inteligentné zariadenie.
- V prípade akejkoľvek zmeny rozmerov zariadenia z dôvodu prehriatia batérie, prestaňte zariadenie používať do tej doby, než dôjde k výmene batérie za novú.

Poškodenie vyžadujúce odbornú opravu:

Ak dôjde k nasledujúcim prípadom, obráťte sa na autorizovaný servis, alebo dodávateľa:

- Do zariadenia sa dostala vlhkosť.
- Zariadenie je mechanicky poškodené.
- Zariadenie sa nadštandardne prehrieva.

Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde



budú prijaté zadarmo. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľov na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení



(firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európskej únie: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vašich úradov alebo predajcov zariadení. Všetko vyjadruje symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, obale alebo tlačených materiáloch. Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými zariadeniami. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.

#### **Vyhlasenie o zhode:**

Týmto spoločnosť INTELEK LTD vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Smart Ring R1 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej stránke [www.iget.eu](http://www.iget.eu). Záručná lehota je na produkt 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak. Vyhlasenie o zhode je možné stiahnuť z webu [www.iget.eu](http://www.iget.eu)



Toto zariadenie je možné používať v nasledujúcich krajinách

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		



IT

NO

Obmedzenie používania:

Taliansko – podmienky používania popisuje tzv. Kódex elektronickej komunikácie

Nórsko - obmedzenie v pásme 2,4 GHz sa týka iba plochy v okolí 20 km od osady Ny-Ålesund. Pri použití rádiového zariadenia v rozsahu frekvencií 5150 - 5350 MHz je použitie obmedzené iba na vnútorné priestory.

Prevádzka rádiových zariadení:

SK: Toto rádiové zariadenie je možné v SR prevádzkovať v rámci všeobecného oprávnenia VO-R/1/05.2017-2. SK: Toto rádiové zariadenie je možné prevádzkovať v rámci všeobecného povolenia, VPR – 02/2017.

RoHS: Tento prístroj spĺňa požiadavky o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (nariadenie vlády č. 481/2012 Zb., ktoré bolo novelizované nariadením vlády č. 391/2016 Zb.) a tým aj požiadavky Smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Vyhlasenie k RoHS je možné stiahnuť na webe [www.iget.eu](http://www.iget.eu).

**Maximálna EIRP:** Max: 2 W

**Rozsah frekvencií:** 2.4G Bluetooth: 2402–2480 MHz

Výrobca: INTELEK LTD, organizační složka

Eriha Roučky 1291/4, Brno, 627 00, Czech Republic

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2024 INTELEK LTD, organizační složka Všetky práva vyhradené.




## Smart Ring R1

Instrukcja obsługi - PL


### 1. Zawartość opakowania i opis

- iGET Smart Ring R1
- Pudełko do ładowania
- USB-C kabel



### 2. Włączanie urządzenia

Włóż pierścień do etui ładującego, aby go włączyć. Pudełko może być rozładowane, przed pierwszym użyciem należy je podłączyć do ładowarki.



### 3. Łączenie z aplikacją

Wyszukaj i pobierz aplikację „iGET Smart Ring”.



Google Play: iGET Smart Ring



App Store: iGET Smart Ring

Lub zeskanuj kod, aby pobrać aplikację:



**Ważne: sparuj pierścień w aplikacji, a nie w Ustawieniach w telefonie komórkowym.**

### 4. Ładowanie

Czerwona lampka będzie się świecić podczas ładowania, a zielona lampka będzie się świecić po pełnym naładowaniu.



 charging



 Fully Charge

## 5. Sposób noszenia

Trzymaj czujniki po wewnętrznej stronie palca, aby uzyskać najdokładniejszy pomiar tętna i tlenu we krwi.



Aby zapewnić najlepsze śledzenie danych, zalecamy noszenie pierścionka na palcu wskazującym, środkowym lub serdecznym.

## 6. Opis funkcji

### Krokomierz

Pierścień automatycznie rejestruje Twoją codzienną aktywność. Po synchronizacji z aplikacją możesz sprawdzić swoje dane sportowe na swoim smartfonie. **Zmierzone dane mają charakter orientacyjny.**

### Tętno, zawartość tlenu we krwi, poziom stresu

Po synchronizacji z aplikacją możesz sprawdzić dane dotyczące tętna na swoim telefonie. **Zmierzone dane mają jedynie charakter orientacyjny.**

### Aktywności sportowe

Aktywność sportową rozpoczynasz w aplikacji – pierścień rejestruje ważne dane, takie jak kroki i tętno. Po zakończeniu aktywności wynik pomiaru znajdziesz w aplikacji.

**Uwaga: jeśli czas trwania sportu jest krótszy niż 5 minut, dane nie zostaną zapisane. Pierścionek nie posiada GPS, zmierzone dane mają jedynie charakter orientacyjny.**

## Spać

Pierścień automatycznie rejestruje Twój codzienny sen. Po synchronizacji z aplikacją możesz sprawdzić dane dotyczące snu na swoim smartfonie. **Zmierzone dane mają charakter orientacyjny. Pomiary wykonuje się pomiędzy godziną 18:00 wieczorem a godziną 12:00 rano.**

### **7. Uwaga dotycząca bezpieczeństwa:**

- Małe części mogą spowodować zadławienie.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie otwartego ognia.
- Urządzenie nie jest odporne na opiłki metalu.
- Nie narażaj urządzenia na działanie promieniowania magnetycznego.
- Unikaj ekstremalnych temperatur (-10°C, +40°C).
- W razie potrzeby wyłącz urządzenie w szpitalach i innych placówkach medycznych.
- Nie demontuj urządzenia.
- Używaj urządzenia wyłącznie z certyfikowanym sprzętem.
- W sytuacjach awaryjnych nie polegaj wyłącznie na swoim urządzeniu inteligentnym.
- W przypadku zmiany wymiarów urządzenia na skutek przegrzania baterii należy zaprzestać użytkowania urządzenia do czasu wymiany baterii na nową.

Uszkodzenia wymagające profesjonalnej naprawy:

W przypadku wystąpienia poniższej sytuacji należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym lub dostawcą:

- Do urządzenia dostała się wilgoć.
- Urządzenie jest uszkodzone mechanicznie.
- Sprzęt się przegrzewa.

Dla gospodarstw domowych: Wskazany symbol (przekreślony kosz) na produkcie lub w dołączonej dokumentacji oznacza, że zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy go oddać w wyznaczonych punktach zbiórki, gdzie zostaną one przyjęte bezpłatnie. Prawidłowo utylizując ten

produkt, pomagasz chronić cenne zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby wynikać z niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, zapytaj władze lokalne lub najbliższy punkt zbiórki. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadów może skutkować karami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (do użytku firmowego i służbowego): W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy zwrócić się do sprzedawcy lub dostawcy o szczegółowe informacje. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego w innych krajach spoza Unii Europejskiej: Powyższy symbol



(przekreślony kosz) obowiązuje wyłącznie w krajach Unii Europejskiej. W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy uzyskać szczegółowe informacje od władz lub sprzedawcy sprzętu. Wszystko wyraża się poprzez symbol przekreślonego pojemnika na produkcie, opakowaniu czy materiałach drukowanych. Złóż wnioski o naprawę gwarancyjną urządzenia u swojego sprzedawcy. W przypadku problemów technicznych i pytań skontaktuj się ze sprzedawcą. Przestrzegaj zasad pracy z urządzeniami elektrycznymi. Użytkownik nie jest uprawniony do demontażu urządzenia ani wymiany jakiegokolwiek jego części. Otwarcie lub zdjęcie osłon stwarza ryzyko porażenia prądem. Ryzyko porażenia prądem istnieje również w przypadku nieprawidłowego montażu i ponownego podłączenia urządzenia.

#### **Declaration of conformity:**

INTELEK LTD oświadcza, że sprzęt radiowy typu Smart Ring R1 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi właściwymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.



Pełny tekst Deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej [www.iget.eu](http://www.iget.eu). Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją, chyba że zaznaczono inaczej. Deklarację zgodności można pobrać ze strony [www.iget.eu](http://www.iget.eu)

To urządzenie może być używane w następujących krajach

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		



Ograniczenia w użyciu:

Włochy – warunki korzystania opisane są w tzw. Kodeksie Komunikacji Elektronicznej

Norwegia – ograniczenie w paśmie 2,4 GHz dotyczy wyłącznie obszaru w promieniu 20 km od Ny-Ålesund. W przypadku korzystania ze sprzętu radiowego w zakresie częstotliwości 5150–5350 MHz jego użycie ogranicza się wyłącznie do pomieszczeń zamkniętych.

Działanie urządzeń radiowych:

PL: To urządzenie radiowe może być używane w Republice Czeskiej na podstawie ogólnego zezwolenia VO-R/1/05.2017-2. SK: Niniejsze urządzenie radiowe można eksploatować na podstawie ogólnego zezwolenia VPR – 02/2017.

RoHS: To urządzenie spełnia wymagania dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (rozporządzenie rządu nr 481/2012 Coll., zmienione rozporządzeniem rządu nr 391/2016 Coll.), a tym samym jest zgodne z wymaganiami Dyrektywy (WE) 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Deklarację RoHS można pobrać ze strony [www.iget.eu](http://www.iget.eu).

**Max. EIRP:** Max. 2 W

**Zakres częstotliwości:** 2.4G Bluetooth: 2402–2480 MHz

Producent: INTELEK LTD, organizační složka

Ericha Roučky 1291/4, Brno, 627 00, Czech Republic

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2024 INTELEK LTD, organizační složka. Wszelkie prawa zastrzeżone.






## Smart Ring R1

Felhasználói kézikönyv – HU


### 1. A csomag tartalma és leírása

- iGET Smart Ring R1
- Töltődoboz
- USB-C kábel



### 2. A készülék bekapcsolása

A bekapcsoláshoz helyezze be a gyűrűt a töltődobozba. Lehet, hogy a doboz lemerült, az első használat előtt csatlakoztassa a töltőhöz.



### 3. Csatlakozás az alkalmazáshoz

Keresse meg és töltsse le az „iGET Smart Ring” alkalmazást



Google Play: iGET Smart Ring



App Store: iGET Smart Ring

Vagy olvassa be a kódot az alkalmazás letöltéséhez:



**Fontos: Kérjük, párosítsa a gyűrűt az alkalmazásban, ne a mobiltelefon beállításában.**

### 4. Töltés

A piros lámpa töltés közben világít, a zöld pedig teljesen feltöltött állapotban.



 charging



 Fully Charge

## 5. Viselés módja

Tartsa az érzékelőket az ujjja belsejében a szívfrekvencia és a vér oxigénszintjének legpontosabb mérése érdekében.



Javasoljuk, hogy a gyűrűt a mutatóujján, a középső ujján vagy a gyűrűsujján viselje a legjobb adatkövetés érdekében.

## 6. A funkciók leírása

### Lépésszámláló

A gyűrű automatikusan rögzíti napi tevékenységét. Az alkalmazással való szinkronizálást követően okostelefonján ellenőrizheti sportadatait. **A mért adatok tájékoztató jellegűek.**

### Pulzusszám, véroxigén, stressz szint

Az alkalmazással való szinkronizálás után ellenőrizheti pulzusszámát a telefonon. **A mért adatok csak tájékoztató jellegűek.**

### Sport tevékenységek

Elindítja a sporttevékenységet az alkalmazásban – a gyűrű fontos adatokat rögzít, például lépéseket és pulzusszámot. Amikor a tevékenység véget ért, a mérési eredményt az alkalmazásban találja.

**Megjegyzés: Ha a sportolási idő kevesebb, mint 5 perc, az adatok nem kerülnek mentésre. A gyűrűn nincs GPS, a mért adatok tájékoztató jellegűek.**

## Alvás

A gyűrű automatikusan rögzíti napi alvását. Az alkalmazással való szinkronizálás után okostelefonján ellenőrizheti alvási adatait. **A mért adatok tájékoztató jellegűek. Este 18:00 és délelőtt 12:00 között mérik őket.**

## **7. Biztonsági figyelmeztetés:**

- A kis alkatrészek fulladást okozhatnak.
- Ne tegye ki a készüléket nyílt láng hatásának.
- A készülék nem ellenáll a fémreszeléknek.
- Ne tegye ki a készüléket mágneses sugárzásnak.
- Kerülje a szélsőséges hőmérsékletet (-10°C, +40°C).
- Ha kéri, kapcsolja ki a készüléket a kórházakban és más egészségügyi intézményekben.
- Ne szerelje szét a készüléket.
- Csak tanúsított berendezéssel használja a készüléket.
- Vészhelyzetben ne hagyatkozzon kizárólag az okoseszközére.
- Abban az esetben, ha a készülék méretei az akkumulátor túlmelegedése miatt megváltoznak, hagyja abba a készülék használatát, amíg az elemet ki nem cseréli.

### Szakszerű javítást igénylő sérülések:

Ha a következők fordulnak elő, forduljon egy hivatalos szervizközponthoz vagy szállítóhoz:

- Nedvesség került a berendezésbe.
- A készülék mechanikusan sérült.
- A berendezés túlmelegszik.

Háztartások számára: A terméken vagy a kísérő dokumentációban feltüntetett szimbólum (áthúzott szemetes) azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékeket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. A termék megfelelő ártalmatlanítása érdekében adja le azt a kijelölt gyűjtőhelyeken, ahol ingyenesen átveszik. A termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul az értékes természeti erőforrások megőrzéséhez,

és segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelésből származhatnak. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladékok szakszerűtlen ártalmatlanítása az előírásoknak megfelelően bírságot vonhat maga után. Tájékoztatás a felhasználók számára az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával kapcsolatban (vállalati és üzleti használatra): Az elektromos és elektronikus berendezések helyes ártalmatlanításával kapcsolatban kérjen részletes tájékoztatást kereskedőjétől vagy szállítójától. Tájékoztatás az Európai Unión kívüli országok elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával kapcsolatban: A fenti szimbólum (áthúzott szemetes) csak az Európai Unió országaiban érvényes. Az elektromos és elektronikus berendezések helyes ártalmatlanításával kapcsolatban kérjen részletes tájékoztatást a hatóságoktól vagy a berendezés forgalmazójától. Mindent kifejez az áthúzott tartály szimbólum a terméken, a csomagoláson vagy a nyomtatott anyagokon. Jelentkezzen a készülék garanciális javítására a kereskedőjénél. Technikai problémák és kérdések esetén forduljon a forgalmazóhoz. Kövesse az elektromos eszközökkel végzett munka szabályait. A felhasználó nem jogosult a készüléket szétszerelni vagy annak alkatrészeit kicserélni. Fennáll az áramütés veszélye a burkolatok kinyitásakor vagy eltávolításakor. Fennáll az áramütés veszélye is, ha a készüléket nem megfelelően szerelik össze és csatlakoztatják vissza.



### **Megfelelőségi nyilatkozat:**

Az INTELEK LTD ezennel kijelenti, hogy a Smart Ring R1 típusú rádióberendezés megfelel a

2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek

és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat teljes

szövege elérhető a [www.iget.eu](http://www.iget.eu) weboldalon. A termékre 24 hónap garanciát

vállalunk, hacsak másként nem jelezzük. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a

[www.iget.eu](http://www.iget.eu) oldalról



Ez a készülék a következő országokban használható

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		



Felhasználási korlátozások:

Olaszország – a használati feltételeket az úgynevezett elektronikus kommunikációs kódex írja le

Norvégia – a 2,4 GHz-es sáv korlátozása csak a Ny-Ålesundtól 20 km-en belüli területre vonatkozik. Az 5150-5350 MHz frekvenciatartományban lévő rádióberendezések használata csak beltéri területekre korlátozódik.

A rádióberendezések működése:

HU: Ez a rádióberendezés a VO-R/1/05.2017-2 általános felhatalmazás alapján üzemeltethető a Cseh Köztársaságban. SK: Ez a rádióberendezés általános felhatalmazás alapján üzemeltethető, VPR - 02/2017.

RoHS: Ez az eszköz megfelel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozására vonatkozó követelményeknek (481/2012. sz. kormányrendelet, amelyet a 391/2016. sz. kormányrendelet módosított), és így a az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozásáról szóló (EK) 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv követelményeit.

A RoHS nyilatkozat letölthető a [www.iget.eu](http://www.iget.eu) oldalról.

**Max. EIRP:** Max. 2 W

**Frekvenciatartomány:** 2.4G Bluetooth: 2402–2480 MHz

Termelő: INTELEK LTD, organizační složka

Eriha Roučky 1291/4, Brno, 627 00, Czech Republic

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2024 INTELEK LTD, organizační složka Minden jog fenntartva.




# Smart Ring R1

## Benutzerhandbuch – DE


### 1. Paketinhalt und Beschreibung

- iGET Smart Ring R1
- Ladebox
- USB-C Kabel



### 2. Gerät einschalten

Stecken Sie den Ring in die Ladebox, um ihn einzuschalten. Die Box kann entladen sein. Schließen Sie sie vor dem ersten Gebrauch an das Ladegerät an.



### 3. Verbindung zur App herstellen

Suchen und laden Sie die App „iGET Smart Ring“ herunter



Google Play: iGET Smart Ring



App Store: iGET Smart Ring

Oder scannen Sie den Code, um die App herunterzuladen:



**Wichtig: Bitte koppeln Sie den Ring in der App, nicht in den Einstellungen Ihres Mobiltelefons.**

### 4. Laden

Während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht, und wenn der Ladevorgang vollständig abgeschlossen ist, leuchtet das grüne Licht.



 charging



 Fully Charge



## 5. Trageweise

Befestigen Sie die Sensoren auf der Innenseite Ihres Fingers, um Herzfrequenz und Blutsauerstoff möglichst genau zu messen.



Für eine optimale Datenverfolgung empfehlen wir, den Ring am Zeigefinger, Mittelfinger oder Ringfinger zu tragen.

## 6. Beschreibung der Funktionen

### Schrittzähler

Der Ring zeichnet Ihre tägliche Aktivität automatisch auf. Nach der Synchronisierung mit der App können Sie Ihre Sportdaten auf Ihrem Smartphone überprüfen. **Die gemessenen Daten sind indikativ.**

### Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Stresslevel

Nach der Synchronisierung mit der App können Sie Ihre Herzfrequenzdaten auf Ihrem Telefon überprüfen. **Die gemessenen Daten sind nur Richtwerte.**

### Sportliche Aktivitäten

Du startest die Sportaktivität in der App – der Ring zeichnet wichtige Daten wie Schritte und Herzfrequenz auf. Wenn die Aktivität beendet ist, findest du das Messergebnis in der App. **Hinweis: Wenn die Sportzeit weniger als 5 min beträgt, werden die Daten nicht gespeichert. Der Ring verfügt nicht über GPS, die gemessenen Daten sind nur Richtwerte.**

## Schlafen

Der Ring zeichnet deinen täglichen Schlaf automatisch auf. Nach der Synchronisierung mit der App kannst du deine Schlafdaten auf deinem Smartphone überprüfen. **Die gemessenen Daten sind indikativ. Sie werden zwischen 18:00 Uhr abends und 12:00 Uhr morgens gemessen.**

### **7. Sicherheitshinweis:**

- Kleine Teile können zum Erstickten führen.
- Setzen Sie das Gerät keinen offenen Flammen aus.
- Das Gerät ist nicht resistent gegen Metallspäne.
- Setzen Sie das Gerät keiner magnetischen Strahlung aus.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen (-10°C, +40°C).
- Schalten Sie das Gerät in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen auf Anweisung aus.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit zertifizierter Ausrüstung.
- Verlassen Sie sich in Notfällen nicht ausschließlich auf Ihr Smartgerät.
- Falls sich die Abmessungen des Geräts aufgrund einer Überhitzung der Batterie ändern, verwenden Sie das Gerät nicht weiter, bis die Batterie durch eine neue ersetzt wurde.

Schäden, die eine professionelle Reparatur erfordern:

Wenn Folgendes eintritt, wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter oder einen Lieferanten:

- Feuchtigkeit ist in das Gerät eingedrungen.
- Das Gerät ist mechanisch beschädigt.
- Das Gerät überhitzt.

Für Haushalte: Das angegebene Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt oder in der Begleitdokumentation bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um das Produkt ordnungsgemäß zu entsorgen, geben Sie es an dafür vorgesehenen Sammelstellen ab, wo es kostenlos angenommen wird. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts helfen Sie, wertvolle

natürliche Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung entstehen können. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle.

Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den Vorschriften zu Geldbußen führen. Informationen für Benutzer zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (Unternehmens- und Geschäftsnutzung): Für die ordnungsgemäße Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten fragen Sie Ihren Händler oder Lieferanten nach detaillierten Informationen. Informationen für Benutzer zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten in anderen



Ländern außerhalb der Europäischen Union: Das obige Symbol (durchgestrichene Mülltonne) ist nur in den Ländern der Europäischen Union gültig. Für die ordnungsgemäße Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten fordern Sie detaillierte Informationen von Ihren Behörden oder Ihrem Gerätehändler an. Alles wird durch das Symbol der durchgestrichenen Tonne auf dem Produkt, der Verpackung oder den Druckmaterialien ausgedrückt. Beantragen Sie eine Gerätegarantiereparatur bei Ihrem Händler. Bei technischen Problemen und Fragen wenden Sie sich an Ihren Händler. Beachten Sie die Regeln für den Umgang mit elektrischen Geräten. Der Benutzer ist nicht berechtigt, das Gerät zu zerlegen oder Teile davon auszutauschen. Beim Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen besteht Stromschlaggefahr. Sie laufen auch Gefahr, einen Stromschlag zu erleiden, wenn das Gerät falsch zusammengesetzt und wieder angeschlossen wird.

#### **Konformitätserklärung:**

INTELEK LTD erklärt hiermit, dass das Funkgerät vom Typ Smart Ring R1 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten

Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf dieser Website [www.iget.eu](http://www.iget.eu) verfügbar. Für das Produkt gilt eine Garantie von 24 Monaten, sofern nicht anders angegeben. Die Konformitätserklärung kann von [www.iget.eu](http://www.iget.eu) heruntergeladen werden.



Dieses Gerät kann in folgenden Ländern verwendet werden

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		



Nutzungsbeschränkungen:

Italien – die Nutzungsbedingungen sind im sogenannten Electronic Communications Code beschrieben.

Norwegen – die Beschränkung im 2,4-GHz-Band gilt nur für das Gebiet innerhalb von 20 km von Ny-Ålesund. Bei Verwendung von Funkgeräten im Frequenzbereich 5150-5350 MHz ist die Nutzung auf Innenbereiche beschränkt.

Betrieb von Funkgeräten:

EN: Dieses Funkgerät darf in der Tschechischen Republik unter der allgemeinen Genehmigung VO-R/1/05.2017-2 betrieben werden. SK: Dieses Funkgerät darf unter einer allgemeinen Genehmigung, VPR – 02/2017, betrieben werden.

RoHS: Dieses Gerät entspricht den Anforderungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Regierungsverordnung Nr. 481/2012 Slg., geändert durch Regierungsverordnung Nr. 391/2016 Slg.) und damit den Anforderungen der Richtlinie (EG) 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Die RoHS-Erklärung kann unter [www.iget.eu](http://www.iget.eu) heruntergeladen werden.

**Max. EIRP:** Max. 2 W

**Frequenzbereich:** 2.4G Bluetooth: 2402–2480 MHz

Hersteller: INTELEK LTD, organizační složka

Ericha Roučky 1291/4, Brno, 627 00, Czech Republic

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2024 INTELEK LTD, organizační složka Alle Rechte vorbehalten.